

FÖRSTA HJÄLPENVÄSKA

Med väggfäste

Storlek: 31x21x12cm

En praktisk förstahjälpen väska i slagtålig ABS-hårdplast med väggfäste. Detta gör att man snabbt kan ta med väskan till en skadad för en snabb behandling.

Väskan har dubbla innerlock för att hålla produkterna på plats. Genom sin överskådlig-het är det lätt att se vad som finns och när det behövs fyllas på.

Utforma väskan själv för den egna arbetsplat-sen genom att välja till produkter utöver standardsortimentet eller enbart med produkter utanför Din 13164.

Lämplig på både stora som små arbetsplatser, idrottsarenor, båt o. fartyg, transportbranschen, räddningsfordon, etc.

Innehållsförteckning

DIN 13164

- 1 Tejp 2,5cmx5m
- 14 Plåstersortiment
 - 1 AmbulanceBandage 6x8cm
 - 2 AmbulanceBandage 8x10cm
 - 1 AmbulanceBandage 10x12cm
 - 2 Brännskadekompress 40x60cm
 - 1 Brännskadekompress 60x80cm
- 6 Kompresser 10x10cm
- 1 Räddningsfilt Gold/Silver
- 2 Gasbinda 6cmx4m
- 3 Gasbinda 8cmx4m
- 2 Triangelbandage 96x96x136cm
- 1 Sax
- 2 Sårservetter
- 4 Engångshandskar vinyl
- 1 Förstahjälpen handledning



Art. nr. 3165

Art. nr. 3160	Komplett
3170-G	Tom