



PRODUKTKATALOG



PLÅSTERDISPENSER

Till 5 meters rullar

Passar alla typer av 5m plåsterrullar

D-56 är en populär Dispenser för att på ett enkelt sätt kapa den storlek på plåster man behöver, breda eller smala, du väljer själv!

Ett praktiskt, Enkelt, Ekonomiskt och Flexibelt system! *Monteras på vägg!*

Tillverkad i klar akrylplast. Dispenserna finns i tre olika bredder: 3cm, 6cm och 8cm.

Art nr. 3000-1 D-56 till 6 cm x 5m

Art nr. 3000-8 D-58 till 8 cm x 5m **Borttagen ur sortimentet**



Passar till alla sorters plåsterrullar ex. Textil, Non Woven, Polyuretaneskum, etc.

PLÅSTER PÅ RULLE – 5 METER

Bredd: 6cm och 8cm

- **Textilplåster - 6cm**
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-56 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Art. nr 3361



- **Ett kraftigt Textilplåster - 8cm**
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-58 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Art. nr 3361-8

- **Non Woven plåster - 6cm resp. 8cm**
- Hypoallergen
- Lämplig för känslig hud
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-56 eller D-58 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Art. nr 3362 resp. 3362-8



PLÅSTER PÅ RULLE – 5 METER

Bredd: 6cm och 8cm

Längd. 500cm

- **Blue Detectable Textil med metallfolie**

- Används på ren och torr hud
- Den blå färgen ger visuell identifikation
- Sårkudden med metallfolie kan identifieras med metalldetektor
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-56 eller D-58 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Art. nr 3360 resp. 3360-8



Finns även i Blue Detectable Plast: 3363 o. 3363-8



- **Foam plåster – 6cm**

- Microperforerat
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-56 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Art. nr 3364

SUPERSOFT


Bredd: 6cm

Längd: 450cm


SuperSoft - Blue

- Självvulkande skumplastförband
- Den blå färgen ger visuell identifikation
- Elastiskt och behagligt att använda
- Fastnar inte i sår eller i hår
- Förbandet andas vilket ger bra läkning
- Passar till D-56 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek
- För fixering av brännskadekompresser


Art. nr 3385-B (blå)



1



2



3



Art. Nr 3000-1



NYA

EASYON DISPENSER

Plåsterdispenser med plåsterrefill



Art nr 2505 - komplett



Art nr 2510- tom



Nya EasyOn plåster är enkla och bekväma att använda !!

EasyOn dispenser är tillverkad av transparent och tålig plast. Används med EasyOn plåster refill. Se nedan. Med ett enkelt handgrepp byter man refill. Monteras på vägg.

EasyOn refill passar till EasyOn dispenser och med ett enkelt handgrepp byter man refill. Drag försiktigt nedåt i nederkanten på plåstret så lossar överdelen av pappret på plåstrets baksida - klart att montera!

EasyOn refill finns i tre olika material och tre olika storlekar

PU plast – elastisk

Blue Detectable Textil

Textilplåster



25x72mm,



52x72mm,



Fingertopp

Art nr.	Produkt	Storlek	Plåster/refill
3358-25-1R	PU-plast Blue Detec	25x72mm	40 NY
3359-25- 1R	" Beige	25x72mm	40
3360-25-1R	Blue Detec Textil	25x72mm	36
3360-52-1R	" "	52x72mm	18
3360-FT-1R	" "	Fingertopp	18
3361-25-1R	Textilplåster	25x72mm	36
3361-52-1R	"	52x72mm	18
3361-FT-1R	"	Fingertopp	18

Nya refill och plåster



25x72mm

25x72mm

65x40mm Fingertopp

Levereras i kartong med 5 eller 6 refill (alt. 10 refill) *Ej bulk!*

Möjlighet till eget plån finns vid större kvantiteter!



SURGICAL FACE MASK

Engångsmask. Risk för kontaminering vid upprepad användning.

Patenterad teknik
nanofibrer med
**99,9 % filtrerings-
effektivitet.**

Hög andningsförmåga.

NANO

MED·CLEAN



**NYHET
PÅ MARKNADEN**

KIRURGISK ANSIKTSMASK **NANO** MED·CLEAN

FILTRERINGSEFFEKTIVITET

99,9 % AV VIRUS OCH BAKTERIER

Engångsmask. Risk för kontaminering vid upprepad användning.



Vad gör masken unik?

NANO MED·CLEAN


- Tillbehör för medicintekniska produkter EN 14683 + AC, class II
- Fångar 99,9% av virus och bakterier
- Filtreringseffektivitetskapacitet på 200 l / m² / s
- Engångsbruk
- Inga giftiga ämnen
- Rekommenderad användningstid upp till 12 timmar



PATENTED CZECH PRODUCT
MADE IN CZECH REPUBLIC.

Skydda dig själv
**och dina nära
och kära.**





SURGICAL FACE MASK

Engångsmask. Risk för kontaminering vid upprepad användning.

Filtreringseffektivitet 99,9 % mot virus och bakterier.

Användningsinstruktioner:

Hur man sätter på en ansiktsmask med öronöglor:

1. Tvätta och torka händerna med tvål och vatten eller desinfektionsmedel innan du rör vid masken.
2. Ta ur masken från lådan.
3. Den sida av masken som har en styv böjbar kant är toppen.
4. Håll masken i öronöglorna. Placera en ögla runt varje öra.
5. Forma den styva kanten efter näsans form.
6. Dra maskens botten över munnen och hakan.
7. Rör inte vid masken när du har den på dig.



Hur man tar bort en mask med öronöglor:

1. Tvätta och torka händerna innan du rör vid masken.
2. Undvik att vidröra den främre delen av masken som kan vara förorenad. Vidrör endast öronslingorna.
3. Håll i båda öronslingorna och lyft och ta bort masken försiktigt.
4. Kasta masken i papperskorgen.
5. Rengör händerna med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel.



POCKET ANDNINGSMASK med ventil

Praktisk pocketförpackning med kabinhake för flexibel fastsättning

Skydd för blodsmitta samt infektion under mun till mun- metoden

Instruktion för användning

1. Rensa alla hinder hos patientens luftvägar
2. Luta patientens huvud bakåt
3. Vecka ut andningsmasken och placera den med den gröna ovala ventilen i patientens mun
4. Gör det så tätt som möjligt mellan masken och patientens ansikte
5. Börja mun till mun-metoden

Innehåller: 1st Andningsmask med ventil
2st skyddshandskar

Art. nr 6053



ANDNINGSMASK med ventil

Skydd för infektion under mun till mun- metoden

Instruktion för användning

1. Rensa alla hinder hos patientens luftvägar
2. Luta patientens huvud bakåt
3. Vecka ut andningsmasken och placera den med den gröna ovala ventilen i patientens mun
4. Gör det så tätt som möjligt mellan masken och patientens ansikte
5. Börja mun till mun-metoden



Art. nr 6010



FLYTANDE SÅRPLAST

Sårplast spray är en aerosol med snabbtorkande sårplast som ger ett snabbt och säkert skydd. Den är gjord för att skydda mindre sår och skador såsom *rivsår, skrubbsår och skärsår* på arbetsplatser, sportutövande och i hemmet.

Sårplast spray minskar risken för infektion, skyddar mot vatten och smuts vilket ger en säker duschning och vistelse i blöt miljö eller dammiga och smutsiga arbetsplatser, enkel, bekväm och säker att använda, bra på områden där det är svårt att använda vanliga plåster och förband.

Art nr. 3140 80ml



CE
0120



CE
1023

BLODSTOPP SPRAY ^{NY} alginat

BLODSTOPP-alginat spray är en aerosol med blodstillande puder. Aktiv substans är Kalciumalginat 80% och Natriumalginat 20%. AloeVera, Jojobavax och Seaberry oil återfuktar huden. Den är gjord för att stoppa mindre blödningar på ytliga skador såsom *rivsår, skrubbsår och skärsår* på arbetsplatser, sportutövande och i hemmet.

Tryck på sprayknappen någon sekund och täck skadeområdet. Det blodstillande pudret har också en desinficerande och anti-inflammatorisk effekt.. Spraya från ett avstånd på ca 15-20 cm.. Vid upprepande behandling skaka flaskan noggrant varje gång.

Art nr. 3130 80ml




PHARMAGEL

Fuktig sårhäkning



SVÅRLÄKTA SÅR - SMÅ BRÄNNISÅR - SKAVSÅR - TRYCKSÅR - EFTERBEHANDLING VID BRÄNNSKADA

- Geldynan innehåller 60% vatten
- Kyler och lindrar
- Skapar en fuktig atmosfär
- Ger mycket god sårhäkning
- Minimerar ärrbildning och sårskorpa
- Påskyndar bildandet av ny vävnad
- Behaglig dämpning mot skavsår/trycksår
- Bekvämt att bära / ökar komforten
- Vattentätt - möjliggör duschning
- Tillåter fri passage av gaser och vattenånga
- Självhäftande polyuretanfilm runt Geldynan



behandling av trycksår, *ej på vätskande sår!*

Storlekar

Art. nr 4565-C 45x65mm

Art. nr 4575-C 75x100mm

STERILE EO

CE
0120





Brännskade plåster

Pharmagel hydrogelförband fuktig sårhäkning

Behandling av brännsår och efterbehandling av brännskada*

- *Pharmagel är en transparent polyuretan gelkompress – 60% vatten*
- *Pharmagel Brännskade plåster kyler, lindrar och minskar smärta*
- *Kompressen har en självhäftande polyuretanfilm*
- *Applicera på brännsåret, täck hela sårytan*
- *Kompressen kan vara applicerad upp till 1 vecka*
- *Fuktig sårhäkning påskyndar bildandet av ny vävnad*
- *Minimerar ärrbildning och sårskorpa*
- *Fastnar inte i sår och har en god dämpande effekt*
- *Individuellt förpackade och steriliserade*
- *Läkeprocessen kan följas utan att avlägsna förbandet*
- *Tillåter fri passage av gaser och vattenånga*
- *Skyddar huden från uttorkning*
- *Pharmagel är vattentätt, möjliggör säker duschning*



Storlek: 75x100mm

45x65mm

Art nr. 4575-C

4565-C

* En **brännskada** behandlas i första hand med **Burnaid** gel- och gelkompresser upp till två timmar. (alt. svalt vatten)

Med **Burnaid** uppnår man tre fördelar:

- 1) *Kylning för att minimera vävnadsskador,*
- 2) *Smärtlindring för ökad komfort*
- 3) *Minskar risken för tillståndet infektion.*

Efter detta har **Burnaid** "gjort sitt". För fortsatt sårhäkning används **Pharmagel** kompresser

STERILIE EO

CE
0120





Ögondusch spray

EyeWash - trippel

Buffrad Natriumklorid lösning 9%

NY

*Medi-spray ögondusch för
behandling av ögonskada,
brännskada och sårtvätt.*

*Sprayen innehåller 250ml
buffrad Natriumklorid
lösning 9mg / liter.*

Spoltid - 15minuter / spray

Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb behandling, helst inom ett par sekunder.

**Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter.
Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min.**

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögonläkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

AlphraMedic's **EyeWash-trippel** är en väska som innehåller 3st ögondusch sprayer som ger 45 minuters spoltid. Det är enkelt att snabbt ta ned väskan från väggfästet och ta med under transport.

På arbetsplatsen ska väskan sitta inom **"räckhåll"** där risk för att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man kan nå den inom ett par sekunder.

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full spoltid inte garanteras.



Art nr: 8700 Komplet väska – inkl. väggfäste
Art nr: 8700-E Utan Medispray " "

AlphraMedic





Ögondusch o. Förstahjälpen

EyeWash-3 + DIN kit 13164

Buffrad Natriumklorid lösning 9%

NY

EyeWash-3 väska

innehåller 3st ögonduschspray för behandling av bl.a. ögonskada, samt sårvårdsprodukter

Sprayen innehåller 250ml buffrad Natrium-klorid lösning 9mg / liter.

Spoltid - 15minuter / spray



Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb behandling, helst inom ett par sekunder.

Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter.
Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min.

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögonläkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

AlphraMedic's **EyeWash-3** är en väska som innehåller 3st ögondusch sprayer som ger 45 minuters spoltid. Det är enkelt att snabbt ta ned väskan från väggfästet och ta med under transport.



På arbetsplatsen ska väskan sitta inom **"räckhåll"** där risk för att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man kan nå den inom ett par sekunder.

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full spoltid inte garanteras.

Väskan innehåller också Din-kit 13164 för behandling av sårskador. Väskan är försedd med dubbla innerlock för att hålla produkterna på plats och för lätt överskådlighet. Väggfäste är också standard. Tillverkad av slagtålig ABS-plast.

Art nr: 8710

Färg: GRÖN



Ögondusch spray

MediSpray

Buffrad Natriumklorid lösning 9%

NY

Medi-spray ögondusch för behandling av ögonskada, brännskada och sårtvätt.

Sprayen innehåller 250ml buffrad Natriumklorid lösning 9mg / liter.

Spoltid – 15 minuter / spray

Singelhållare



Trippelhållare



Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb behandling, helst inom ett par sekunder.

Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter.

Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min.

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögonläkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

Medi-Spray är lämplig att använda tillsammans med väggållare. Finns som Singelhållare eller Trippelhållare. Det innebär att det är enkelt att snabbt ta ned sprayen från hållaren och ta med till den skadade och under transport.

På arbetsplatsen ska ögondusch sitta inom **"räckhåll"** där risk för att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man kan nå den inom ett par sekunder.

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full spoltid inte garanteras.



Art nr 8740
Art nr 2050
Art nr 2060

Ögondusch 250ml – refill
Singelhållare 52mm
Trippelhållare 52mm



STERILE R

CE
0413



BAGG FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR



- Ursprunglig design / Registrerade varumärke
- Slitstark, lätt 420 denier polyester.
- Väder- och vattenavvisande material.
- Extra fästpunkter (Daisy kedjor).
- Dubbelsidigt "Heavy Duty" blixtlås för enkel öppning och stängning.
- Finns i 4 olika iögonfallande färger: rött, gult, orange och grönt.
- Robust plasthandtag med extra grepp.
- Förstärkt bälte med fästpunkt.
- Extra "Molle" fästpunkt.
- Interiör uppdelad i flera sektioner för att hålla innehållet på rätt plats.
2 stora förslutbara sektioner med blixtlås och 2 elastiska sektioner.
- Mått: 21 x 15 x 11cm.



BAGG förstahjälpen väskorna
tillhandahålles fyllda eller tomma.
Innehållet kan enkelt anpassas till era
kunders önskemål.

Art nr. 5510– färg (tom)

Art.nr. 5515– färg (komplett med DIN kit 13164)

OUTDOOR – BAG FÖRSTAHJÄLPEN VÄSKA

- ✓ Rikligt utrustad förstahjälpen bag
- ✓ Levereras med bälteshängare
- ✓ Lämplig för utomhusbruk



Innehåll:

52 delar

- 2 Kompresser 10x10cm
- 2 Skavsårslåster
- 1 Förstahjälpenbandage 8x10 cm
- 1 Gasbinda 6cm x 4m
- 10 Fleeceduk
- 2 Sårservetter
- 1 Sax
- 1 Kirurgtejp rulle, 2,5cm x 4m
- 1 Kypåse
- 1 Räddningsfilt Gold/Silver 160x210 cm
- 1 Fästingborttagare
- 4 Vinylhandskar
- 4 Non-woven plåster 6x10cm
- 20 Plåster i olika storlekar
- 1 Förstahjälpen handledning



Väder- och vattenavvisande material.

- Förstärkt bälte med fästpunkt.
- Mått: 150x110x60mm.

Art nr. 3166 – Röd

EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

Sårskador – Brännskador - Ögonskador

Snygga och praktiska kvalitetsväskor som levereras kompletta, skräddarsydda eller tomma. Perfekt på arbetsplatsen där man kan bygga ihop ett komplett fungerande system för förstahjälpens behandling. Väskorna kan monteras bredvid- eller under varann.

Vid väggmontering tar man med ett enkelt handgrepp med hela väskan till den skadade. Välj hyllplan för överskådlighet. Kan naturligtvis även användas utan väggfäste då så behövs.

Väskorna kan också användas för andra produkter såsom skyddshandskar, skyddsglasögon, andningsmask, hörsel-skydd, etc.

STORLEKAR

Large, Medium; Small

MÅTT:

Large: 30x33x12

Medium: 30x23x12

Small: 15x23x8

TILLBEHÖR:

Väggfäste L / M, S

Hyllplan L, M

FÄRG:

Grön, Blå, Röd (Burn Kit),
Transparent (Eyewash Kit)


Transparent - Tom

Art nr. 7230 Medium
7240 Large



Hyllplan

Art nr.: 7410 Medium
7400 Large



Väggfäste

Art nr. 7300 Small
7310 Large o. Medium,

Art nr. - Tom

7200+färg Small

7210+färg Medium

7220+färg Large



EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

DIN+EASYON

Large



INNEHÅLL:

DIN KIT 13164 + EasyOn dispenser med två plåster refill inkl. 2 hyllor

Tillbehör: Väggfäste

DIN KIT

EasyOn dispenser
1 Textil-refill + 1 PU-plast refill

Innehållsförteckning

DIN 13164

- 1 Tejp 2,5cmx5m
- 14 Plåstersortiment
- 1 AmbulanceBandage 6x8cm
- 2 AmbulanceBandage 8x10cm
- 1 AmbulanceBandage 10x12cm
- 2 Brännskadekompress 40x60cm
- 1 Brännskadekompress 60x80cm
- 6 Kompresser 10x10cm
- 1 Räddningsfilt Gold/Silver
- 2 Gasbinda 6cmx4m
- 3 Gasbinda 8cmx4m
- 2 Triangelbandage 96x96x136cm
- 1 Sax
- 2 Sårservetter
- 4 Engångshandskar vinyl
- 1 Förstahjälpen handledning

Art nr 6500



EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

DIN Kit 13164 Medium



Innehållsförteckning

DIN 13164

- 1 Tejp 2,5cmx5m
- 14 Plåstersortiment
- 1 Förstahjälpen Bandage 6x8cm
- 2 Förstahjälpen Bandage 8x10cm
- 1 Förstahjälpen Bandage 10x12cm
- 2 Brännskadekompress 40x60cm
- 1 Brännskadekompress 60x80cm
- 6 Kompresser 10x10cm
- 1 Räddningsfilt Gold/Silver
- 2 Gasbinda 6cmx4m
- 3 Gasbinda 8cmx4m
- 2 Triangelbandage 96x96x136cm
- 1 Sax
- 2 Sårservetter
- 4 Engångshandskar vinyl
- 1 Förstahjälpen handledning

Övrigt

- 1 Sårplast spray 80 ml
- 1 Andningsmask med ventil
- 2 Suturetejp kuvert 6,4x76mm 6strips/kuveret

Tillbehör: Väggfäste



Art nr: 6120+ färg

EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

Small



Art nr: 6110+ färg

Innehållsförteckning

- 1 Textil refill (36st plåster 25x72mm)
- 1 Textil Blå refill (36st plåster 25x72mm)
- 1 Textil refill (18st plåster fingertopp)
- 5 Sårservetter
- 1 Förstahjälpen Bandage 8x10cm

Tillbehör: Väggfäste

Burnaid®

BRÄNNSKADE PRODUKTER

Brännskade Gel- och Kompresser
Kan anpassas efter önskemål!

- Kyler brännskadan
- Ger omedelbar smärtlindring
- Minskar infektionsrisken



. MEDIUM Art nr 5120

Innehåll:

- 1st 20x20cm kompress
- 2st 10x10cm kompress
- 1st Burnaid spray 50ml
- 5st 3,5gr gelpåsar
- 1st Förstahjälpen bandage
- 2st Hyllor
- 1st Väggfäste



SMALL Art nr. 5110

Innehåll:

- 2st 10x10cm kompress
- 1st Burnaid spray 50ml
- 5st 3,5gr gelpåsar
- 1st Förstahjälpen bandage

Tillbehör: väggfäste



10x10cm kompress

STERILE EO

CE
0123



Burnaid®

BRÄNNSKADE PRODUKTER

Brännskade Gel- och Kompresser
Kan anpassas efter önskemål!

- Kyler brännskadan
- Ger omedelbar smärtlindring
- Minskar infektionsrisken



MEDIUM + FACEMASK Art nr. 5130

Innehåll:

- 1st Facemask 40x30cm
- 1st 20x20cm kompress
- 2st 10x10cm kompress
- 1st Burnaid spray 50ml
- 5st 3,5gr gelpåsar
- 1st Förstahjälpen bandage
- 2st Hyllor
- 1st Väggfäste



MEDIUM - L Art nr. 5070

Innehåll:

- 1st Facemask 40x30cm
- 2st 20x20cm kompress
- 2st 10x10cm kompress
- 1st Burnaid spray 50ml
- 5st 3,5gr gelpåsar
- 2st Förstahjälpen bandage
- 2st Hyllor
- 1st Väggfäste



10x10cm kompress

STERILE EO

CE
0123




Burnaid®

BRÄNNSKADE - REFILL

till Burnaid väskan: Small och Medium

- Kyler brännskadan
- Ger omedelbar smärtlindring
- Minskar infektionsrisken



Art nr. 5061 MEDIUM

Innehåll refill:
 1st 20x20cm kompress
 2st 10x10cm kompress
 1st Burnaid spray 50ml
 5st 3,5gr gelpåsar
 1st Förstahjälpen bandage



Art nr. 5060 SMALL

Innehåll:
 2st 10x10cm kompress
 1st Burnaid spray 50ml
 5st 3,5gr gelpåsar
 1st Förstahjälpen bandage



STERILE EO

CE
0123



Burnaid®

BRÄNNSKADE PRODUKTER

- Kyler brännskadan
- Ger omedelbar smärtlindring
- Minskar infektionsrisken



Art nr. 5003
3,5 gr gel



Art nr. 5010
10x10cm kompress



Art nr. 5020
20x20cm kompress



Art nr. 5005
50 ml spray



Facemask
Art nr. 5040
40x30cm kompress



Art nr. 5055
55x40cm kompress

Kompresser:

10x10, 20x20, 30x40 (facemask), 55x40 och 120x200cm (body)

Gel:

3,5g påsar, 50ml pumspray

STERILE

EO

CE
0123



Art nr. 5100
120x200cm kompress Body




PHARMAPORE-PU

Vattentätt plåster – postoperativt plåster

POSTOPERATIVA SÅR - SKÄRSÅR- RIVSÅR - SKRUBBSÅR

Transparent skyddande plåster för lätta- till måttliga sekretsador. Tillverkad av en polyuretan-, bakterie- och vattensäker film belagd med häftämne steriliserad med hypoallergen Etylenoxid gas, levereras med icke-häftande centralt placerad sårdyna.

- Stor sårdyna med ickehäftande beläggning
- Steril
- Bakterie- och vattensäker
- Skapar en fuktig atmosfär
- Ger en mycket god sårhäkning
- Bekvämt att bära / ökar komforten
- Vattentätt - möjliggör duschning
- Tillåter fri passage av gaser och vattenånga
- Självhäftande polyuretanfilm runt sårdynan



Storlekar

Art. nr 4267 8,25x6cm 200st/frp

Rengör såret och ta ur plåstret ur förpackningen och montera enligt numreringen på förpackningen 1, 2 och 3

STERILE EO

CE
0120



PHARMACOLL

Hydrocolloid plåster – skavsårsplåster

SKAVSÅR - TRYCKSÅR - BLÅSOR - VÄTSKANDE SÅR

Pharmacoll är ett skavsårsplåster, utvecklad enligt modern och effektiv sårhäkning. Självhäftade och elastisk. Ett hydrokolloidförband vid blåsor och skavsår. De är individuellt förpackade och sterila.

Pharmacoll verkar smärtlindrande då hydrokolloidlagrets partiklar bildar en gelkudde vid absorbering av fukt och sårets utsöndring vilket ger en fuktig sårmiljö som främjar nybildning av hudceller. Skyddar nervändarna mot tryck och stötar.

Pharmacoll fastnar inte i såret och förbandet kan enkelt och smärtfritt tas bort och utan att påverka läkningen och vävnaden.

- Steril
- Hög absorberingsförmåga
- Bakterie- och vattensäker
- Skapar en fuktig atmosfär
- Ger en mycket god sårhäkning
- Bekvämt att bära / ökar komforten
- Vattentätt - möjliggör duschning
- Tillåter fri passage av gaser och vattenånga
- Minimerar skorp- och ärrbildning



*Rengör såret ordentligt. För att **Pharmacoll** ska fästa ordentligt ska skadeområdet vara torrt och fritt från hudkrämer. Ta bort skyddspapperet och tryck fast, lägg handen över och värme i ca 1 minut för att plåstrets kanter ska fästa ordentligt.*

***Pharmacoll** ska sitta på tills det lossnar av sig självt efter ett par dagar*

Storlekar

Art. nr 3382

68x43mm

50st/frp eller bulk

STERILE	EO
---------	----

CE
0120



PHARMASTRIP

Suturtejp – skärsår

OBS! 6st strips/kuvert

Strl: 6,4x76mm

Flexibel hud förslutningsremsor gjorda av polyamid, icke elastisk stomme belagd med ett tryckkänsligt, hypoallergeniskt häftmassa.

- Andningsbar, porös, icke elastisk bärare kan användas på konturerade områden på kroppen eller där böjnings- och rörelse förekommer.
- Vit färg för ett kosmetiskt tilltalande utseende.
- Elimineras märken som efter stygn och klammer, ger ett bättre kosmetiskt resultat än suturer eller häftklamrar.
- Snabb och lätt att applicera för att spara tid.
- Hypoallergeniskt häftmassa.
- Förpackas i förseglade påsar E.O. steriliserade.
- För användning i mycket profilerade områden eller områden på kroppens med rörelser i muskler och leder.
- Ger stöd till sår efter tidigt sutur- eller häftklammer borttagning.
- Användbart för stöd åt sår postoperativt och efter sutur borttagning.



CE
0120

STERILE EO



Storlekar

Art. nr 6476-25
Art. nr 6476

25st kuvert / påse
100st kuvert / kart



KLISTERBANDAGE

7,5cm x 5m

- Längsgående elastiskt klister bandage
- Hög kvalitet av 100% uttänjbar bomullstextil
- Poröst bandage
- Ger en stabil men med kontrollerat stöd
- Poröst bandage tillåter svett avdunsta för att undvika hud uppluckring
- Mjuka kanter hindrar bandaget att vecka sig eller ge märken i huden
- Behåller elasticiteten
- Åderbrock inflammation och sår (phlebitic och thrombotic)
- Stukning & sträckning
- Sport skador
- Förebyggande, behandling och rehabilitering av skador



CE



Art. nr 4750 7,5cm x 4,5m

RÄDDNINGSFILT

Gold / Silver

160x210cm



Den livräddande filten kan t.ex. användas inom industri, i trafiken, arbetsplatser och fritid. Samt mycket lämplig även vid olyckor, brännskador och oväder. Ansiktet skall dock inte täckas över.



Användning

Skydd mot kyla: Den silverfärgade sidan ska vändas inåt. Den silverfärgade ytan reflekterar uppåt 80% av kroppstemperaturen. Hypotermi och frysning förebyggs på detta sätt.

Skydd mot värme: Den silverfärgade ytan ska vändas utåt. Solstrålarna reflekteras och håller kroppen sval. Kan lämpligen också användas till bilen, tältet, etc.

Art. nr 3161 160x210cm



BLODSTOPPARE - BANDAGE

Gasbinda / Sårkompress

Blodstoppbandage är ett första hjälpen förband. Den är en kombination av en silikonbehandlad sårdyna för att undvika att fastna i sår, samt en porös gasbinda på 400cm. Ett praktiskt förband för behandling av blödande sår.

Blodstoppbandage kan även användas som tryckförband vid större blödningar genom att kombinera med en extra gasbinda över blödnigen.

Storlekar

Art. nr 3158 10x12 cm

Art. nr 3159 8x10 cm



STERILE EO



VENDAPRESS självhäftande flexibelt bandage

Elastisk bandage som stöd vid stukningar

Produkt

Denna produkt är konstruerad från en kombination av polyesterfibers elastiska och höga styrka och en latexbeläggning som möjliggör ytor som är självhäftande. Man kan inte känna av någon klubbighet på någon sida av bandaget, men det häftar fullständigt i sig själv. *Fastnar inte på hud, päls eller i sår.*

Fördelar

Riva av, det kan rivas av mycket enkelt och smidigt

Kan användas i olika tjocklekar och till alla kroppsdelar vid behov

Självhäftande, inget behov av klammer eller tejp

Behåller sin originalstorlek – dras ej samman

Elasticitet, mycket god elasticitet, och god tänjbarhet

Bandaget andas

Snabbt och enkelt att ta bort, lämnar inga klister rester

Användning

Fixering av ex. brännskadekompresser

Elastiskt förband, plåsterförband och skyddsförband vid monteringsarbeten.

Första hjälpen produkt vid ex. stukning och vrickning



Art.nr	Bredd	Längd
8133-blå	7,5 cm	4,5 m

LÅNGPLÅSTER

Långa plåster – 2x18cm x 100st


Långplåster är ett sårförband i elastisk textil med absorberande sårdyna. Det långa plåstret gör att man kan förutom att täcka såret med sårdynan även täcka repor bredvid såret. Plåstret finns som Blue Detectable Textil samt som Textil

- Högabsorberande men med låg vidhäftande sårdyna
- Mycket hypoallergen akryl häftmassa för hudkänslighet
- Elastisk och bekväm att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret

Storlekar 100st/frp

Art. nr 3361-18/2 Textil - elastisk

Art. nr 3360-18/2 Blue Detectable Textil - elastisk



KIRURGTEJP - TEXTIL

Fixering av alla typer av förband



- Stark Kirurgtejp för normal hud.
- Belagd med zinkoxid kautschuk lim med hög initial och permanent vidhäftning, där det fäster starkt även under tung påfrestning.
- Hög draghållfasthet.
- Sicksack kanter som gör att det är lätt att riva för hand.
- Produkten har gjorts genomsläpplig för luft och fukt genom en särskild process vilket undviker möjligheten av maceration till följd av uteslutning av luft.

Art. nr 3361-KT25	2,5 cm x 4,55m
3361-KT	1,25 cm x 4,55m

Hudvänlig Tejp med dispenser - 2,5cm x 4,55m

Egenskaper

- Non-woven material.
- Hudkontaktvänlig häftmassa
- Formbar
- Latexfri
- Mindre smärta vid borttagning
- Genomtränglig för luft och vattenånga

NY

Användning

- Fixering av bandage och kompresser
- Användning för känslig och torr hud där vanlig tejp inte kan användas
- Appliceras på ren och torr hud

Förvaring

- Håll borta från ljus och värme
- Förvaras vid högst 25°C



Beskrivning

Avrivningsbar papperstejp i ett material med låg allergi risk. Självhäftande tejp tillverkad av mikroporöst non-woven material belagd på ena sidan med en Hypoallergenisk, hudkontaktvänlig häftmassa.

Frp:	12st / kart
Art. nr:	32545

DISPENSER - SÅRSERVETT

Innehåller 35st sårservetter



- Transparent plastdispenser
- Innehåller 35 st servetter till sårtvätt
- Vägghängning för enkelt användande
- Lätt att se hur många servetter som finns kvar i dispensern
- Enkel påfyllning av servetter

Art. nr 3201-D

STERILE

EO

CE
0120



Sårservett

10x14cm 35st

- Alkohol fria sårservetter - refill
- Storlek 10x14cm
- Innehåller 1% Cetrimid som är ett effektivt antiseptiskt medel mot bakterier och svampar
- Riv upp i kanten på förpackningen och ta ut Servetten



Art. nr 3200

STERILE

EO

CE
0120



VÄGGFÄSTE - SPRAY

Väggfäste till sprayer



Väggfäste – liten 35mm

Passar till sprayflaskor med 35mm diameter ex. Material – PET plast

Blodstoppspray, Sårplastspray och Burnaid spray

Art. nr 2040

Väggfäste – stor 52mm

Passar till sprayflaskor med 52mm diameter ex. Material – PET plast

Ögonduschspray

Art. nr 2050



Väggfäste – svampkork

Passar till ögonduschspray flaskor med svampkork - trippel. Akrylplast

Vid användning – dra flaskan rakt ner så lossnar korken som blir kvar i väggfästet. Plats för 3st flaskor.

Art. nr 3220

FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

Med väggfäste

Storlek: 31x21x12cm

En praktisk förstahjälpen väska i slagtålig ABS-hårdplast med väggfäste. Detta gör att man snabbt kan ta med väskan till en skadad för en snabb behandling.

Väskan har dubbla innerlock för att hålla produkterna på plats. Genom sin överskådlighet är det lätt att se vad som finns och när det behövs fyllas på.

Utforma väskan själv för den egna arbetsplatsen genom att välja till produkter utöver standardsortimentet eller enbart med produkter utanför Din 13164.

Lämplig på både stora som små arbetsplatser, idrottsarenor, båt o. fartyg, transportbranschen, räddningsfordon, etc.

Innehållsförteckning

DIN 13164

- 1 Tejp 2,5cmx5m
- 14 Plåstersortiment
 - 1 AmbulanceBandage 6x8cm
 - 2 AmbulanceBandage 8x10cm
 - 1 AmbulanceBandage 10x12cm
 - 2 Brännskadekompress 40x60cm
 - 1 Brännskadekompress 60x80cm
 - 6 Kompresser 10x10cm
 - 1 Räddningsfilt Gold/Silver
 - 2 Gasbinda 6cmx4m
 - 3 Gasbinda 8cmx4m
 - 2 Triangelbandage 96x96x136cm
- 1 Sax
- 2 Sårservetter
- 4 Engångshandskar vinyl
- 1 Förstahjälpen handledning



Art. nr. 3165

Art. nr. 3160	Komplett
3170-G	Tom
Färg: Grön	

FÖRSTAHJÄLPEN – KIT

DIN – KIT 13164

44 delar

Ett förstahjälpen kit med innehåll för behandling av sårskador. Lämplig för de flesta arbetsplatser.

DIN Kit 13164 är ett mycket lämpligt standard-sortiment som kan läggas i AlphraMedic-väskor eller i befintliga Förstahjälpen- väskor, lådor och kuddar.

Lämplig på både stora som små arbetsplatser, idrottsarenor, båt o. fartyg, transportbranschen, räddningsfordon, etc.

Art nr. 3165

Innehållsförteckning

DIN 13164

- 1 st Tejp 2,5cmx5m
- 14 st Plåstersortiment
- 1 st Första-hjälpen Bandage 6x8cm
- 2 st Första-hjälpen Bandage 8x10cm
- 1 st Första-hjälpen Bandage 10x12cm
- 2 st Brännskadekompress 40x60cm
- 1 st Brännskadekompress 60x80cm
- 6 st Kompresser 10x10cm
- 1 st Räddningsfilt Gold/Silver
- 2 st Gasbinda 6cmx4m
- 3 st Gasbinda 8cmx4m
- 2 st Triangelbandage 96x96x136cm
- 1 st Sax
- 2 st Sårserverter
- 4 st Engångshandskar vinyl
- 1 st Förstahjälpen handledning

