

# RÄDDNINGSFILT

Gold / Silver 160x210cm

Den livräddande filten kan t.ex. användas inom industri, i trafiken, arbetsplatser och fritid. Samt mycket lämplig även vid olyckor, brännskador och oväder. Ansiktet skall dock inte täckas över.



## Användning

**Skydd mot kyla:** Den silverfärgade sidan ska vändas inåt. Den silverfärgade ytan reflekterar uppåt 80% av kroppstemperaturen. Hypotermi och frysning förebyggs på detta sätt.

**Skydd mot värme:** Den silverfärgade ytan ska vändas utåt. Solstrålarna reflekteras och håller kroppen sval. Kan lämpligen också användas till bilen, tältet, etc.

Art. nr 3161 160x210cm



# BLODSTOPPARE - BANDAGE

Gasbinda / Sårkompress

**Blodstoppbandage** är ett första hjälpen förband. Den är en kombination av en silikonbehandlad sårdyna för att undvika att fastna i sår, samt en porös gasbinda på 400cm. Ett praktiskt förband för behandling av blödande sår.

**Blodstoppbandage** kan även användas som tryckförband vid större blödningar genom att kombinera med en extra gasbinda över blödningen.

## Storlekar

Art. nr 3158 10x12 cm

Art. nr 3159 8x10 cm



STERILE EO

